

User Manual
Fingertip Pulse Oximeter
Mode d'emploi
Oxymètre de pouls (doigt)
Benutzerhandbuch
Fingerspitzen-Pulsoximeter
Gebruikshandleiding
Vingerpit Pulseoximeter

Version:Ver.1.0

Printed Version Number: ENSM80-84201909161

Applicable Models: YK-80A, YK-80B, YK-80C,

YK-81A, YK-81B, YK-81C, YK-82A, YK-82B, YK-82C,


YK-83A, YK-83B, YK-83C, YK-84A, YK-84B, YK-84C

Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd.
4F Building C8, 40 Jingshan Road, Economic and Technological Development Zone, 221000 Xuzhou, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC REP Company Name: Proline GmbH
Company Address: Brühnstr.56,40239,Duesseldorf Germany
Competent Authority: Code DE/CA200
Fax : 0049 2131 4051968-9
Tel:0049 2131 4051968-0
Email : med@eulinis.eu



2. In menu 2, When the "*" signal is shown on the "Sounds Setup", press the button (>3s) and enter into the menu 2. Press the button ('<1s) can select item,then press the button (>3s) to setup data,choose "+or"- to plus or minus values.



Note: If the matching refers to clamp oximeter is basic, not equipped with parameter setting function

Detailed descriptions of product functions:

- Display Type: OLED display
- SpO2: Measurement range: 70% ~ 99% Accuracy: 80% ~ 99% ±2% (Including 80%) ; 70% ~ 79% ±3% ; Below 70% no requirement;
- Resolution: 1PPM
- PR: Measurement range: 30BPM ~ 240BPM Accuracy: ±1BPM or ±1% (the larger one)
- Parameters of LED probe

wavelength	radiation power
RED	660±2nm 1.8mW
IR	905±10nm 2.0mW

- This parameter can be especially useful to clinicians.
- Pt index: measurement scope: 0~20 (optional)
- Power: two AAA 1.5V alkaline batteries
- Automatic standby: the product shuts off by itself when no finger is in the product about 8 seconds
- Automatic startup: every 5 s instrument will automatically detect the signal, after the hole with my finger, timely automatically boot;(optional)
- Accelerometer function: finger movement, the screen display will change with the accelerometer changes (optional)
- Dimension: 58mm×36mm×35mm

8.Une utilisation prolongée ou l'état du patient pourrait nécessiter le changement périodique du site du capteur. Changer le site du capteur et vérifier l'intégrité de la peau, l'état de la circulation et le bon alignement au moins toutes les 2 heures.

9.Les causes des mesures imprécises pourraient être l'autoclavage, la stérilisation par l'oxyde d'éthylène ou l'immersion des capteurs dans le liquide.

10.Des niveaux importants d'hémoglobines dysfonctionnelles (tels que la carboxyhémostoglobine ou la méthémoglobine) peuvent entraîner des lectures imprécises.

11.Les lectures intravasculaires tels que le vert de l'indocyanine ou le bleu de méthénamine peuvent entraîner une lecture imprécise.

12.Les mesures de SpO2 peuvent être négligemment affectées par la présence d'une forte lumière ambiante. Veuillez protéger le zéro du capteur avec une serviette chirurgicale contre la lumière directe, s'il y a lieu.

13.Une action inattendue peut entraîner une lecture imprécise.

14.Un signal médical à fréquence élevée ou une interférence causée par un défibrillateur peut entraîner une lecture imprécise.

15.Les pulsations veineuses entraîner une lecture imprécise.

16.Elles peuvent causer des lectures imprécises lorsque les positions du capteur et du brassard du tensiomètre sont sur le même cathéter artériel ou ligne intravasculaire.

17.Une hypotension, une vasoconstriction grave, une anémie grave ou une hypothermie peut entraîner une lecture imprécise.

18.Le fait d'administrer des cardiotonics au patient après un arrêt cardiaque ou lorsque celui-ci tremble peut entraîner une lecture imprécise.

19.Des ongles vernis ou colorés peuvent entraîner une lecture SpO2 imprécise.

Veuillez respecter les ordonnances et les instructions locales en matière de recyclage concernant l'élimination ou le recyclage de l'appareil et les composants de l'appareil, y compris les piles.

Caractéristiques

- Écran OLED
- Le produit adopte un affichage OLED de couleur double, qui peut afficher les écrans d'affichage différents
- 2. Confortable d'énergie plus facile, fonctionnement continu pendant 40 heures
- 3. Voyant de faible voltage
- 4. En absence de signaux, le produit se mettra en état de veille stable après 8 secondes

User Manual (English)

Ver.1.0

Fingertip Pulse Oximeter

This Fingertip Pulse Oximeter is a kind of innovated medical device with non-invasive and continuous features for artery SpO2 and PR detection. Being portable, it is able to measure SpO2 and PR values quickly and precisely.


General Description

Haemoglobin Saturation is the percentage between the capacity of Oxyhemoglobin (HbO2) that compounded with oxygen and that of all combinatory haemoglobin (Hb) (obin HbO2) in blood. In other words, it is the saturation of Oxyhemoglobin in blood. It is a very important physiological parameter for Respiratory and Circulatory system. It is also a key indicator of oxygen supply and oxygen saturation in human blood. Moreover, factors such as Automatic Organic Regulation Malfunction caused by anaesthesia, trauma resulted from major operation and some medical examination can also cause problems in oxygen supply, which might reduce human haemoglobin saturation. As a result, such symptoms as megrim, vomiting and asthenia might appear to patients. Hence, it is very important to know hemoglobin saturation of patient timely in clinical medical aspects. The fingertip pulse oximeter features in small volume, low power consumption, convenient operation and portability. It is only necessary for patient to put one finger into fingertip photoelectric sensor for measurement, which will directly show measured value of hemoglobin saturation. It has been proved in clinical experiments that it possesses rather high precision and repeatability.

Measurement principle

The principle of the oximeter is as follows: An experience formula of data process is established by exerting Lambert Beer Law according to Spectrum Absorption Characteristics of Reductive hemoglobin (R.Hb) and oxyhemoglobin (O2 Hb) in glow and near-infrared zones. Operation principle of the instrument is to combine Photoelectric Oxymeter Inspection Technology with Capacity Pulse Scanning and Recording Technology, so that two lights with different wavelength (660nm glow and 940nm near infrared light) can be focused onto the same sensor site simultaneously. Then the measured signal will be obtained by a photosensitive element, information acquired through which will be shown on two groups of LEDs through process in electronic circuits and microprocessor.

Diagram of Operation Principle



Precautions for use

- Do not use the Fingertip Pulse Oximeter together with MRI or CT equipment.
- Excessive hazard: Do not use the Fingertip Pulse Oximeter in an explosive atmosphere.
- The Fingertip Pulse Oximeter is intended only as an adjunct in patient assessment. Doctors should make diagnosis in conjunction with clinical manifestation and symptoms.
- Check the Fingertip Pulse Oximeter sensor application site frequently to make sure that the circulation and skin integrity of patient are under good condition.
- Do not stretch the adhesive tape while applying the Fingertip Pulse Oximeter sensor. This may cause inaccurate reading or skin blisters.
- Please read the manual carefully before your operation.

- Do not stretch the adhesive tape while applying the Fingertip Pulse Oximeter sensor. This may cause inaccurate reading or skin blisters.
- Please read the manual carefully before your operation.
- Prolonged use or the patient's condition may require changing the sensor site periodically. Change sensor site and check skin integrity, circulatory status, and correct alignment at least every 2 hours.

- Inaccurate measurements may be caused by autoclaving, ethylene oxide sterilizing, or immersing the sensors in liquid.

- Significant levels of dysfunctional hemoglobin (such as carboxyhemoglobin or methemoglobin) may cause inaccurate reading.

- Intravascular dyes such as indocyanine green or methylene blue may cause inaccurate reading.
- Some sensors may be adversely affected in the presence of high ambient light. Please shield the sensor area (with a surgical towel or direct sunlight, for example) if it is necessary.

- Unexpected action may cause inaccurate reading.

- Medical signal with high frequency or interference caused by defibrillator may lead to inaccurate reading.

- Venous pulsations may cause inaccurate reading.

Product Accessories

- One hand lace
- One user manual

Guidance and manufacturer's declaration-electromagnetic radiation-for other EQUIPMENTS and SYSTEMS

The Fingertip Pulse Oximeter is designed to be used in specified electromagnetic environment. Users of the Fingertip Pulse Oximeter must use it in the following environments.

Classification

1. Management Class for Medical Devices:

II equipment

2. Anti-electric Shock Type: Internally powered equipment

3. Anti-electric Shock Degree: Type BF equipment

Maintenance and Preservation

1. Replace the batteries timely when low voltage lamp is on.

2. Clean the surface of fingertip pulse oximeter before it is used to measure patients.

3. Replace the batteries inside if you will not operate the Oximeter for a long time.

4. It would be better to preserve the product in -10~40°C (-14~104°F) and humidity is 10%-80%.

5. It is recommended that the product should be kept dry anytime. A wet ambient might affect its lifetime and even damage the product.

6. Please follow the law of the local government to deal with used batteries.

Symbols and Definitions

	BF type application part	IP22	IP degree	SN	Serial number
	Separate collection		Humidity range		Date of manufacture
	Reference manual		Keep dry		Manufacturer
	Cautions		Product certification		European union representative
	Standby		Avoid sunlight		
Up toward					

5.Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

6.Tout volume, léger et facile à porter

Portée de fonctionnement du produit

L'oxymètre de pouls peut être utilisé pour mesurer la saturation en oxygène de l'hémoglobine humaine et le pouls à travers le doigt. Ce capteur peut également être utilisé pour mesurer la saturation (y compris une utilisation clinique et médicale interne ou chirurgicale, l'anesthésie, la pédiatrie, les soins intensifs, etc.), les soins physiques sportifs (il peut être utilisé avant ou après le sport). (Utilisation en cours de procédure sportive n'est pas recommandé). Il est également applicable aux passionnés d'alpinisme, aux patients (convalescents à la maison ou ce qui nécessite des traitements de premiers soins), les personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes qui travaillent plus de 12 heures, les sportifs et ceux qui travaillent dans des conditions hérétiques indésirables tel qu'une allergie à la peau humaine).

Brève description du panneau avant

- Écran OLED
- Bouton OLED
- Modes d'affichage OLED :

- 1. Mode de mesure : 70% ~ 99% Accuracy : ±2% (including 80%) ; 70% ~ 79% ±3% ; Below 70% no requirement;
- 2. Mode de fréquence : 30BPM ~ 240BPM Accuracy : ±1BPM or ±1% (the larger one)
- 3. Paramètres de LED probe

- 4. Dimensions : 58mm×36mm×35mm
- 5. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.
- 6. Poids : environ 20g

7. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

8. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

9. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

10. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

11. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

12. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

13. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

14. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

15. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

16. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

17. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

18. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

19. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

20. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

21. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

22. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

23. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

24. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

25. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

26. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

27. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

28. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

29. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

30. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

31. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

32. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

33. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

34. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

35. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

36. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

37. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

38. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

39. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

40. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

41. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

42. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

43. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

44. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

45. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

46. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

47. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

48. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

49. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

50. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

51. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

52. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

53. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

54. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

55. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

56. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

57. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

58. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

59. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

60. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

61. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

62. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

63. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

64. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

65. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

66. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

67. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

68. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

69. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

70. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

71. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

72. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

73. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

74. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

75. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

76. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

77. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

78. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

79. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

80. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

81. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

82. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

83. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

84. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

85. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

86. Fonction d'interrogation visuelle et auditive.

<p

Comment remplacer les piles :
1.Pousser le bouton sous la couverture du compartiment arrière, appuyer sur le bouton bleu suivant pour dégager des flèches imprimeres.
2.Pousser deux piles AAA dans le compartiment de piles. Respectez les signes plus (+) et moins (-) dans le compartiment. Si les polarités ne correspondent pas, l'oxymètre pourrait être endommagé.
3.Faire glisser la porte du couvercle du compartiment le long de la flèche illustrée dans le dessin.

Remarque :

Veuillez enlever les piles si l'oxymètre ne doit pas être utilisé pendant une longue durée.
Veuillez remplacer les piles lorsque le voyant de charge commence à vaciller.




Utilisation du cordon

- Faire filer l'extrémité la plus fine du cordon dans le trou de suspension.
- Faire filer l'extrémité la plus épaisse du cordon dans l'extrémité filée avant d'attirer fortement.

Avertissements !

- Maintenir l'oxymètre éloigné des jeunes enfants. Les petits éléments tels que le couvercle du compartiment des piles, les piles et le cordon constituent des risques d'étouffement.
- Ne pas suspendre le cordon sur le fil électrique du dispositif.
- Veuillez noter que le cordon qui est lié à l'oxymètre peut causer une strangulation en raison de sa longueur excessive.



Settings		Settings	
Alm	*	Sounds Setup	*
Alm	off	SpO2 Alm Hi	100
Beep	off	SpO2 Alm Lo	85
Demo	off	PR Alm Hi	130
Restore	OK	PR Alm Lo	50
Brightness	3	+/	+
Exit			

Abbildung 1

Abbildung 2

Détailée Beschreibung der Produktfunktionen:

- Display-Typ: OLED-Display
 - SpO2: Messbereich: 70 % - 99 %
Genauigkeit: ±2 % auf der Stufe von 70 % - 99 %,
Unspezifiziert (≤ 70 %) für SpO2
Auflösung: ±1 %
 - PR: Messbereich: 30 BPM - 240 BPM
Genauigkeit: ±1 BPM oder ±1 % (je nachdem, was größer ist)
 - Parameter der LED-Sonde
- | Wellenlänge | Strahlungsleistung |
|-------------|--------------------|
| RED | 660±2nm 1.8mW |
| IR | 905±10nm 2.0mW |

Dieser Parameter kann besonders für Ärzte nützlich sein.
5.Strom: 2 Alkalibatterien Typ AAA, 1,5 V

6.Strömverbrauch: weniger als 30 mA
7.Bereitschaft: ziehen Sie den Finger aus dem Instrument; nach 15 Sekunden geht das Gerät in den Bereitschaftsmodus

8.Betriebsumgebung: Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
Lagertemperatur: -10°C - 55°C

Umgebungstemperatur: 15 % - 80 % während des Betriebes, 10 % - 90 % während der Lagerung

Luftrückstand: 96 kPa - 106 kPa

9.Erläuterung: Die elektromagnetische Verträglichkeit dieses Produkts erfüllt die Norm IEC60601-1-2.

10.Messungssolitut bei geringer Durchblutung: Die erforderliche Testausrüstung (BIO-TEK INDEX Pulsoximetertester) konnte die verfügbare Pulsewellen mit der Amplitude von 6 % der Simulationspulsamplitudne messen.

13.Een ongewachte actie kan leiden tot onjuiste lezingen.

14.Medisch signalen met hoge frequentie of storing die wordt veroorzaakt door de defibrillator kan leiden tot onjuiste lezingen.

15.Venueuze pulsaties kunnen leiden tot onjuiste lezingen.

16.Onjuiste lezingen kunnen ook ontstaan wanneer de posities van de sensor en de bloeddrukmachant op dezelfde arteriële katheret of intravasculaire lijn zitten.

17.Hypotensie, ernstige vasoconstrictie, ernstige bloedarmoede of onderkoeling kan leiden tot onjuiste lezingen.

18.Onjuiste lezingen kunnen ook ontstaan wanneer een hartverstijfend middel aan de patiënt wordt gegeven na zijn hartstilstand of wanneer hij trilt.

19.Onder geschilderde nagel kan leiden tot een onjuiste SpO2-lezing.

Volgt u de praktische verordeningen en recyclinginstructies met betrekking tot verwijdering of recycling van het apparaat en apparatenonderdelen, inclusief batterijen.

Kenmerken

• OLED-display
1.Product heeft tweekleurige OLED-weergave, mogelijkheid voor zes verschillende weergavemodi.

2.Laag strömverbruik, werkt 40 uur continu
3.Laagspanningsindicateur
4.Bij afwezigheid van signalen zal het product na 8 seconden naar stand-bystatus gaan
5.Visuele en auditive waarschuwingsfunctie.
6.Klein in volume, licht in gewicht en handig om te dragen

Toepassingsgebied

De vingerpulsoximeter kan worden gebruikt om de menselijke hemoglobineverzadiging en hartslag via de vinger te meten. Het product is van toepassing op het gebruik in het gezin, ziekenhuizen (met inbegrip van klinisch gebruik bij internist/chirurgie, anesthesie, pediatrie, intensive care enz.), zuurstofbank, sociale medische organisaties, lichaamelijke zorg en sport (kan worden gebruikt voor na de sport). Het is ook mogelijk om de lezingen te gebruiken van alpinisme, patiënten (patiënten die thuis herstellen) of die EHBO-behandeling nodig hebben), mensen van boven de 60, mensen die meer dan 12 uur per dag werken, sporters en mensen die in hermetische omstandigheden werken enz. Het product is niet geschikt om de patiënt voortdurend te controleren.

Benutzerhandbuch (German)

Ver.1.0

Fingerspitzen-Pulsoximeter

Dieses Fingerspitzen-Pulsoximeter ist ein innovatives medizinisches Gerät zur nicht-invasiven und kontinuierlichen arteriellen SpO2- und PR-Bestimmung. Dieses tragbare Gerät ist in der Lage, SpO2- und PR-Werte rasch und präzise zu messen.

Allgemeine Beschreibung

Das Fingerspitzen-Pulsoximeter erreicht mehr das prosentuale Verhältnis zwischen der Menge an Oxyhämoglobin (HbO2) das an Sauerstoff gebunden ist, und der Gesamtmenge an kombiniertem Hämoglobin (Hb) im Blut. Oder anders ausgedrückt: Es ist die Oxyhämoglobinsättigung im Blut. Es ist ein sehr wichtiger physiologischer Parameter für Beatmungs- und Kreislauffunktions. Viele Atmungserkrankungen können die Hämoglobinsättigung im Blut beeinflussen. Darüber hinaus können auch Faktoren wie zum Beispiel eine automatische organische Regulierungsstörung infolge von Anästhesie, Trauma infolge schwerer Operationen und einige medizinische Erkrankungen die Hämoglobinsättigung führen können. In der Folge können Symptome wie Migräne, Erbrechen und allgemeine Körperschwäche auftreten. Darunter ist es auch vielerlei klinischen medizinischen Aspekten sehr wichtig, die Hämoglobinsättigung eines Patienten zu kennen.


Das Fingerspitzen-Pulsoximeter vereint in einem kleinen Volumen geringen Stromverbrauch, einfache Bedienung und Transportfähigkeit. Der Patient muss nur zur Diagnose lediglich einen Finger in den photoelektrischen Fingerspitzenensor legen, und der Anzeigeschirm zeigt direkt den gemessenen Hämoglobinsättigungsgrad. In klinischen Experimenten wurde nachgewiesen, dass sich das Gerät durch ein hohes Maß an Präzision und Wiederholbarkeit auszeichnet.

Messprinzip

Das Oximeter arbeitet folgendermaßen: Es wird eine Erfahrungsformel zur Datenverarbeitung unter Anwendung des Lambert-Beer-Gesetzes entsprechend den Spektrumsabsorptionsleisegenschaften von reduktivem Hämoglobin (R Hb) und Oxyhämoglobin (O2 Hb) im roten und infraroten

Bereich ermittelt. Das Funktionsprinzip des Instruments ist es, photoelektrische Oxyhämoglobinuntersuchungstechnologie mit Kapazitätspulsbast- und -aufzeichnungstechnologie so zu kombinieren, dass zwei Lampen mit unterschiedlicher Wellenlänge (660 nm rotes Licht und 940 nm infrarotes Licht) durch einen photoelektrischen Sensor und einen lichtempfängenden Fotomagnet fokussiert werden können. Mit Hilfe eines lichtempfängenden Elements kann dann ein gemessenes Signal erhalten werden. Die relevanten Informationen aus der Messung werden in elektronischen Schaltkreisen und einem Mikroprozessor verarbeitet und dann auf dem OLED angezeigt.

Schaubild des Funktionsprinzips



Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Pulsoximeter nicht zusammen mit MRI- oder CT-Ausrüstung.
- Explosionsgefahr: Verwenden Sie das Pulsoximeter nicht in einer explosiven Umgebung.

3.Das Pulsoximeter ist lediglich ein Hilfsmittel bei der Beurteilung eines Patienten. Ärzte sollten Ihre Diagnose in Verbindung mit der klinischen Manifestation und den Symptomen stellen.

4.Überprüfen Sie häufig die Sensorskontaktkette des Pulsoximeters, um sicherzustellen, dass sich Kreislauf und Hautintegrität des Patienten gutem Zustand befinden.

5.Die Röhre zum Empfangen von Infrarotschall ist die Röhre zum Aussenden von Infrarotschall.

6.Lesen Sie vor der Verwendung bitte sorgfältig das Benutzerhandbuch.

7.Das Pulsoximeter hat eine

Blutsaustauschungsanzeigefunktion, aber es ist nicht zur kontinuierlichen Überwachung gedacht.

8.Bei längerer Benutzung, oder in Abhängigkeit vom Zustand des

Patienten, kann ein regelmäßiger Wechsel der Sensorposition erforderlich sein. Wechseln Sie die Sensorskontaktkette und überprüfen Sie die Hautintegrität, den Kreislaufzustand und die korrekte Ausrichtung mindestens alle Stunden.

9.Durch Autoklavierung, Ethylenoxidsterilisierung oder Eintauchen des Sensors in Flüssigkeit können die Messungen verfälscht werden.

10. Erhöhte Werte von dysfunktionalen Hämoglobinen (wie zum Beispiel Carboxylhämoglobin oder Methämoglobin) können die Messungen verfälschen.

11.Intravaskuläre Farbstoffe, wie zum Beispiel Indocyanin grün oder Methylen blau, können die Messungen verfälschen.

12.SpO2-Messungen können bei hellem Umgebungslicht verfälscht werden. Schirme Sie das Oximeter erforderlichenfalls mit einem OP-Handtuch vor direkter Sonneninstrahlung ab.

13.Pulse am Finger sind bei hellem Umgebungslicht verfälschen.

14.Medizinische Signale mit hoher Frequenz oder Intervallen durch Defibrillatoren können die Messungen verfälschen.

15.Venepunktionen können die Messungen verfälschen.

16.Wenn die Positionen des Sensors und der Blutdruckmanschette auf demselben Arterienkatheter oder derselben intravaskulären Leitung liegen, können die Messungen verfälschen.

17.Niedriger Blutdruck, starke Gefäßverengung, starke Anämie oder Hypothermie können die Messungen verfälschen.

18.Durch Gabe von Kardiotonika nach Herzstillstand, oder wenn der Patient zittert, können die Messungen verfälschen werden.

19.Haut- oder lackierte Fingernägel können die SpO2-Messungen verfälschen.


20.Befolgen Sie vor Ort geltende Verordnungen und Recyclinganweisungen bezüglich der Entsorgung des Recyclings des Gerätes oder seiner Bestandteile, einschließlich

5.Visuelle und akustische Eingabeaufforderung
6.Geringes Volumen, geringes Gewicht, leicht zu tragen

Anwendungsbereich des Gerätes

Das Fingerspitzen-Oximeter kann dafür verwendet werden, die Hand und Finger zu messen. Das Produkt kann Reinigen seines Fingers über das Gerät. Das Produkt kann Reinigen des Gummis vor jedem Test und reinigen Sie den getesteten Finger vor und nach dem Test mit Alkohol. (Der Gummim im Inneren des Oximeters ist ein medizinischer Gummi, der giftfrei und unschädlich ist und keine Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Allergien, auf den Haut verursacht.)

Kurze Beschreibung des Frontpaneels



Beschreibung der Tastenfunktionen: Im Bereitschaftsmodus wird das Instrument mit der Starttaste in den Betriebszustand versetzt. Drücken Sie die Taste im Betriebszustand gedrückt, kann der Anzeigemodus geändert werden.

Parameter-Einstellung:

- Drücken Sie die Einschalttaste am Batteriefachdeckel. Verschieben Sie den Batteriefachdeckel gleichzeitig in Pfeilrichtung und öffnen das Batteriefach.
- Setzen Sie zwei AAA-Batterien in das Batteriefach ein und achten auf die Polarität, die auf dem Boden des Batteriefaches angegeben ist, bevor Sie das Batteriefach schließen.
- Stecken Sie einen Finger in die Gummimörfung des Oximeters (am besten stecken Sie den Finger tief hinein), bevor Sie die Klammer lösen, mit dem Fingernagel nach oben.
- Drücken Sie die Taste am Frontpanel, wenn die Anzeigertaste eingeschaltet ist.
- Wenn der Finger nicht zieht, während das Oximeter arbeitet, wird Ihnen die Batterie ausgestellt, während Sie Ihr Oximeter verwenden.
- Drücken Sie die Taste am Frontpanel, wenn die LED leuchtet.
- Lesen Sie die relevanten Daten vom Anzeigeschirm ab.
- Das Instrument hat einen Schlummermodus. Im Bereitschaftsmodus wird kein Signal angezeigt.
- Setzen Sie die Batterien, wenn das OLED anzeigt, dass der Batteriestrom schwach ist.

Gebruikershandleiding (Dutch)

Ver.1.0

Vingertop Pulsoximeter

Deze Vingertop Pulsoximeter is een innovatief medisch apparaat met niet-invasieve en continue functies voor slagader SpO2 en PR-detectie. Omdat het draagbaar is, kan het SpO2- en PR-waarden snel en nauwkeurig meten.

Allgemeen beschrijving

Hemoglobineverzadiging is het percentage tussen de capaciteit van oxyhemoglobine (HbO2), dat vermengd is met zuurstof en dat van alle gebonden hemoglobine (Hb) OBIN (HbO2) in het bloed. Het is met andere woorden de verzadiging van oxyhemoglobine in bloed. Het is een zeer belangrijke fysiologische parameter voor respiratoire en circulatiesystemen. Veel aandringingen aan luchtwegen verminderde de hemoglobineverzadiging in menselijk bloed. Bovendien kunnen factoren zoals automatische organische regulatieprocessen veroorzaakt worden door anesthesie, trauma als gevolg van grote operatie en bepaalde medicale ondervindings die problemen met zuurstofvoorziening veroorzaken, die menselijke hemoglobineverzadiging kunnen verminderen. Als gevolg daarvan kunnen symptomen als migraine, braken en astma bij patiënten optreden. Daarom is het erg belangrijk om tijdig de hemoglobineverzadiging van patiënten in klinische medische aspecten te kennen.

De vingertop pulsoximeter heeft een waarschuwingssfunctie voor bloedzuurstofverzadiging, maar is niet voor continue monitoring.

De pulsoximeter is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel bij de beoordeling van de patiënt. Artsen dienen een diagnose te stellen in combinatie met klinische signalen en symptomen.

4. Controleer regelmatig de aangenoegte van het pulsoxymetersensor om ervoor te zorgen dat de circulatie en de huidintegriteit van de huid van de patiënt in goede orde zijn.

5. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de elektrische bevestiging.

6. Let goed op de handelingen tijdens de behandeling van de patiënt.

7. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

8. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

9. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

10. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

11. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

12. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

13. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

14. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

15. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

16. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

17. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

18. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

19. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

20. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

21. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

22. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

23. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

24. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

25. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

26. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

27. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

28. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

29. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

30. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

31. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

32. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

33. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

34. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

35. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

36. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

37. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

38. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

39. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

40. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

41. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

42. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

43. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

44. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

45. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

46. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

47. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

48. De pulsoximeter moet alleen gebruikt worden voor de behandeling van de patiënt.

49