

# CryoAlfa cartouche N2O pour vieil embout perfect -

**16 g**

Art: 9708315 | Marque: [CRYOALFA](#)



## Informations sur le produit

Les cartouches CryoAlfo pour l'embout Perfect n'ont pas de clapet anti-retour. Elles doivent être percées et ne peuvent pas être retirées de l'embout par la suite tant qu'elles ne sont pas complètement vides.

Avec une cartouche de 16 grammes de gaz N2O, tu peux effectuer un traitement pendant environ 270 secondes.

1 traitement dure généralement entre 5 et 10 secondes.