



## Informations sur le produit

L'extension MESI mTABLET est une tablette médicale SANS FIL qui fait partie d'une plateforme digitalisée avancée pour le dépistage et le diagnostic de première ligne.

### Quand achète-t-on un eMESI mTABLET supplémentaire ?

- comme deuxième tablette, par exemple pour un collaborateur.
- comme tablette supplémentaire si vous travaillez avec plusieurs modules MESI et que vous souhaitez travailler avec l'un des modules de manière indépendante, par exemple à un autre endroit.

### EN SAVOIR PLUS SUR LA MESI mTABLET.

- conçue et fabriquée pour les professionnels de la santé DE PREMIÈRE LIGEN en tenant compte des cabinets modernes.
- cette tablette médicale certifiée est une solution de soins de santé unique qui intègre divers modules de diagnostic sans fil, des dossiers de patients et des applications médicales en un seul système.
- la communication entièrement sans fil entre la tablette, le PC et les instruments de mesure rend ce système très intuitif très convivial.
- toutes les mesures et les données du patient sont automatiquement stockées et synchronisées avec le dossier médical électronique intégré.
- les modules de diagnostic SANS FIL sont : ECG, ABI (Ankle Brachial Index / Indice Brachial de la Cheville/ pression systolique), BP (Blood Pressure / pression artérielle), TBI Toe Brachial Index / Indice Brachial de l'Orteil), spirométrie et SpO2 ; ces modules sont disponibles en combinaison avec une MESI mTABLET ou comme extension d'une combinaison existante (par exemple, MESI mTABLET ECG).
- la MESI mTABLET peut être utilisée par un groupe de prestataires de soins via un accès séparé ou commun aux données.
  - plusieurs utilisateurs sont possibles par tablette.

- **plusieurs tablettes** sont possibles par module sans fil (tablette supplémentaire art. 9124340).
- les différentes mesures de la tablette sont stockées - par patient - dans le nuage via WIFI afin qu'elles puissent également être consultées à partir de tout autre appareil (**PC, tablette, GSM**).
- le logiciel **MESI mRECORDS** dont est équipé chaque MESI mTABLET permet de visualiser et de sauvegarder les mesures :
  - un accès immédiat aux résultats des mesures.
  - l'analyse du résultat.
  - **partage du résultat pour un deuxième avis, un spécialiste ou avec le patient.**
  - ajouter des commentaires au rapport.
  - visualisation à distance des résultats de mesure.
  - consulter les résultats des mesures précédentes.
  - confirmer les résultats de la mesure.

***CONTENU** : ordinateur tablette de qualité médicale - station de charge pour la tablette qui peut générer son propre signal WiFi pour la connexion avec la tablette.*