

Umonium 38 instruments - 1 l



Art: 9001785 | Marque: UMONIUM



Informations sur le produit

Umonium Instruments, recommandé pour le nettoyage et la désinfection par trempage des instruments médicaux et chirurgicaux, décolle les salissures organiques et procède à une (pré)désinfection de haut niveau du matériel traité. Pour la **pré-désinfection**, la dilution recommandée est de **0,5% (25ml pour 5L)** et pour la **désinfection de 2,5% (25ml pour 1L)**. Il faut faire tremper les instruments pendant au moins 10 minutes. Il agit très rapidement dans un temps de contact réaliste en fonction de la cible à éliminer. **Umonium 38 instruments** tue les bactéries, les champignons, les virus et les cellules germinatives. il est efficace contre le SARM, les hépatites B, C, le Rotavirus, le VIH et le HVS)

Ce produit, qui provient de la chimie fine, ne présente aucun risque pour :

- l'opérateur (pas de vapeur toxique)
- le matériau (pas de risque de corrosion)
- l'environnement (peut être éliminé par l'évier).

Certificats selon les normes européennes suivantes :

- EN 1040:2006
- EN 1275:2005
- EN 13727:2003
- EN 13624:2004
- EN 14338:2005
- EN 14476:2013
- EN 14561:2006
- EN 14562:2006
- EN 14563:2009

Conformément à la DE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, qualité et traçabilité garanties par

