

# Module MESI SPIRO (sans plate-forme de chargement)



Art: 9130340 | Marque: [MESI](#)



## Informations sur le produit

Le **module d'extension MESI SPIRO** est un **module d'extension de** ton MESI mTABLET qui simplifie considérablement le dépistage et le suivi des maladies respiratoires. Idéal pour le diagnostic et le suivi de l'asthme, de la BPCO et d'autres maladies pulmonaires ; et grâce au module sans fil, également facilement déployable lors des visites à domicile.

### POURQUOI LA SPIROMÉTRIE ?

la spirométrie est le **plus courant des tests de la fonction pulmonaire** (PFT) et est de plus en plus utilisée en médecine générale, au moins pour le diagnostic préliminaire.

#### la spirométrie convient pour:

- diagnostiquer et évaluer la gravité de l'asthme
- faire la distinction entre les maladies pulmonaires obstructives et restrictives
- identifier les personnes présentant un risque de barotraumatisme pulmonaire
- suivre facilement l'évolution naturelle des maladies respiratoires,
- effectuer des mesures avant et après la prise de médicaments

### LE SPIROMÈTRE NUMÉRIQUE LE PLUS POLYVALENT

- technologie pneumo-tachographe avec **auto-étalonnage automatique** pour des mesures précises à tout moment
- sélection automatique de **la meilleure respiration** avec un aperçu des mesures clair et intuitif.

- **Retour d'information en temps réel** via des indicateurs de qualité (hésitation, toux, arrêt précoce) qui permettent de guider le patient.
- **Courbe débit-volume en direct** sur l'écran, affichant la température, l'humidité et la pression atmosphérique.
- **Test pré et post-bronchodilatateur** intégré à l'appli de spirométrie primaire incluse en standard.

toutes les mesures sont enregistrées dans le logiciel **MESI mRECORDS**

- pour une analyse et une documentation plus poussées,
- pour partager les résultats avec les confrères, les spécialistes, les patients .. **à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet** tout en toute simplicité et en toute sécurité.

*CONTENU : 1 module de spirométrie sans fil - les embouts buccaux doivent être commandés en plus*