

MESI mTABLET + ECG - sans fil



Art: 9123340 | Marque: MESI



Informations sur le produit

Le MESI mTABLET ECG est une **COMBINAISON SANS FIL** d'une MESI mTABLET et d'un module MESI ECG. Les mesures sont enregistrées par patient et peuvent être analysées sur la tablette ou via un PC (ou GSM).

En un coup d'œil

- Entièrement numérique et sans fil Affichage en direct de l'ECG sur la tablette Standard 10 sec.
- ou enregistrement du rythme jusqu'à 5 min.
- Interprétation automatique selon le protocole de Glasgow
- Résultats immédiatement disponibles dans le dossier du patient (mRECORDS).
- Extensible de manière modulaire avec ABI, TBI, pression artérielle, spirométrie et SpO²

Nous parlerons d'abord du MESI mTABLET ci-dessous, puis du module ECG.

La MESI mTABLET - la plateforme

Une tablette médicale certifiée qui réunit les diagnostics, les dossiers des patients et les applis médicales en un seul système. Conçue pour les cabinets de soins primaires modernes.

Pourquoi une tablette comme base ?

- Communication entièrement sans fil entre la tablette, l'ordinateur et les instruments de mesure - utilisation intuitive
- Toutes les mesures et les données du patient sont automatiquement stockées et synchronisées dans le dossier médical électronique intégré
- Un appareil, de multiples possibilités : commence par l'ECG dès aujourd'hui et élargis facilement par la suite avec d'autres modules

Modules sans fil disponibles

ECG - ABI (indice brachial de la cheville) - BP (pression artérielle) - TBI (indice brachial de l'orteil) - Spirométrie - SpO² - Signes vitaux

Chaque module est disponible en tant que combinaison avec un nouveau mTABLET, ou en tant qu'extension d'une combinaison existante (par exemple, compléter un MESI mTABLET ECG avec la spirométrie).

Logiciel MESI-mRECORDS dont chaque MESI mTABLET est équipée permet de visualiser et d'enregistrer les mesures:

- l'accès immédiat aux résultats des mesures
- l'analyse du résultat
- **partage du résultat pour un deuxième avis, avec un spécialiste ou avec le patient.**
- l'ajout de commentaires au rapport.
- visualisation à distance des résultats des mesures.
- visualisation des résultats des mesures précédentes.
- confirmer les résultats des mesures.

LE MODULE MESI ECG

- **ECG de repos à 12 dérivations avec** enregistrement standard de 10 secondes ou enregistrement du rythme jusqu'à 5 minutes.
- **Interprétation automatique par l'algorithme de Glasgow pour** faciliter l'évaluation clinique.
- **Module sans fil avec** câble patient à code couleur et sa propre station de charge - toujours prêt à l'emploi.
- **Filtres avancés** (passe-bas, passe-haut, secteur, myogramme) pour un signal propre même chez un patient agité.
- **Partage en temps réel** des résultats avec un collègue ou un spécialiste pour un deuxième avis, depuis n'importe quel appareil.
- **affichage en direct de la mesure sur** la tablette, après quoi les données de l'ECG peuvent être enregistrées et interprétées directement.
- toutes les mesures sont stockées dans le **logiciel MESI mRECORDS** de ta MESI mTABLET pour une analyse et une documentation ultérieures, ainsi que pour le partage des résultats avec des collègues, des spécialistes, des patients...
- la station de charge peut être intégrée au chariot MESI (art. 9124340).

CONTENU:ordinateur tablette de qualité médicale - station de charge pour la tablette qui peut, pour la connexion à la tablette - câble LAN pour la station de charge (pour la connexion si le WiFi n'est pas disponible) - module sans fil pour ECG - câble d'électrode ECG - logiciel ECG avec interprétation des données selon le protocole Glasgow - station de charge pour le module sans fil (4 points de contact) - adaptateur secteur.

- + Portable
- + Convivialité
- + Protocole précis
- + Connexion facile à l'ordinateur

- Pas d'imprimante intégrée