

# CryoAlfa patroon N2O v. oude perfect tip - 16 g



Art: 9708315 | Merk: CRYOALFA



## Productinformatie

De CryoAlfo patronen voor de Perfect tip, beschikken niet over een terugslagklep. Ze moeten doorboord worden en kunnen nadien niet verwijderd worden van de tip totdat ze volledig leeg zijn. Met een patroon van 16 gram N<sub>2</sub>O gas kan u ongeveer 270 seconden behandelen. 1 behandeling duurt typisch tussen de 5 en 10 seconden.