

Freezen N2O cartridge - 16 g



Art: 511222 | Merk: [FREEZPEN](#)



Productinformatie

Het N2O gast wordt onder hoge druk op de huid gespoten waardoor het binnen enkele seconden de diepere gelegen structuren bereikt. Met de verschillende applicatoren kan je zeer precies te werk gaan.

Gebruikstijd van de capsule is afhankelijk van de diameter van de applicator

- blauw: applicatie 1 > 3 mm / met een volle cartridge behandelt u gedurende 230 > 270 sec.
- wit: applicatie 2 > 6 mm / met een volle cartridge behandelt u gedurende 145 > 180 sec.
- groen: applicatie 4 > 8 mm / met een volle cartridge behandelt u gedurende 110 > 130 sec.