



## Productinformatie

De Push med Kniebrace biedt een hoge mate van ondersteuning aan het kniegewricht in medio-laterale richting. De knie wordt ondersteunt door 2 bladveerscharnieren die op unieke wijze de natuurlijke rotatiebeweging van de knie volgen. Hierbij wordt flexie en extensie van de knie niet gehinderd. De bandconstructie zorgt voor een goede aansluiting van de baleinscharnieren tegen het gewricht. De goede anatomische pasvorm en de siliconenapplicatie bevorderen het positiebehoud van de brace tijdens het lopen. Door het beperkte volume wordt de brace onopgemerkt onder de kleding gedragen. **Sympress™ Technologie** De brace is gemaakt van Sympress™, een hoog kwalitatief comfortabel materiaal. Het product voelt zacht aan en biedt de gebruiker een comfortabel en beschermd gevoel. De Push med Kniebrace is eenvoudig aan te leggen en kan zonder problemen gewassen worden. **INDICATIES**

- Artrose met zwelling
- Reumatoïde artritis
- Functionele instabiliteit na bandletsel
- Restinstabiliteit na bandletsel
- Late nabehandeling van kniebandchirurgie

+ Stevige zijdelingse steun door 2 bladveersystemen.  
+ Natuurlijke rol-glijbeweging van de knie blijft mogelijk door de unieke bladveerscharnieren: geen hinder bij het plooien en strekken van de knie.

- + Uitstekend positiebehoud door siliconenapplicaties aan de binnenzijde.
- + De patella ring maakt het makkelijk om hem op de juiste plaats te positioneren.
- + Rigide banden zorgen voor een goede aansluiting rond boven- en onderbeen.
- + Kan links en rechts gedragen worden.

- Minder geschikt voor kruisbandletsel.
- Geen patella ondersteuning.