



## Productinformatie

De Push med Enkelbrace biedt steun aan het enkelgewricht en is langere tijd inzetbaar op een breed scala van indicaties en gebruiksmomenten. De brace is gebaseerd op de principes van de functionele tapebandage. De mate van druk en pronatie-supinatie beperking is instelbaar en een siliconen applicatie aan de binnenzijde van de brace zorgt voor een goed positiebehoud. Rond kwetsbare delen rond de enkel, zoals wreef en achillespees, zijn comfortzones toegepast. De brace is comfortabel te dragen en eenvoudig door de gebruiker zelf aan te leggen, mede door de ruime instap en een geïntegreerde heellock-wikkeling. **Sympress™ Technologie** De brace is gemaakt van Sympress™, een hoog kwalitatief comfortabel materiaal. Het product voelt zacht aan en biedt de gebruiker een comfortabel en beschermd gevoel. De Push med Enkelbrace is eenvoudig aan te leggen en kan zonder problemen gewassen worden. **INDICATIES**

- Matige (rest)instabiliteit
  - Behandeling van acute laterale enkelbandlaesies (alternatief voor tape)
  - Behandeling van stabiele enkelfracturen (type Weber A)
  - Nabehandeling van enkelfracturen (incl. Jonesfractuur)
  - Postoperatieve behandeling van bandletsels of fracturen
  - Secundaire preventie van enkelbandlaesie (bij matige belasting met vochtvorming)
- 
- + Goed alternatief voor tape.
  - + Geeft zowel compressie als mechanische steun.
  - + Siliconenapplicatie aan de binnenzijde van de brace zorgt voor goed positiebehoud.
  - + Doeltreffend zonder harde versteviging die het comfort optimaliseert en schuren voorkomt.
  - + Omsluit een deel van de voorvoet voor een betere ondersteuning van de voorvoet.
  - + Is functioneel zowel met als zonder schoen.
- 
- Door het volume kan de brace best gedragen worden in een sportieve schoen met veters.

- De brace kan pas ingezet worden in een subacute fase, namelijk als de meeste zwelling is afgenomen.
- Het aanleggen van de brace vergt enige oefening.