


pcs)

Art: 9177315 | Marque: [BIONIX](#)



## Informations sur le produit

Les **curettes auriculaires BIONIX Clearlook avec éclairage et loupe** - la manière plus rapide, plus simple et plus efficace d'éliminer le cérumen.

- AngleLoop - boucle de 4 mm
- Microloop - boucle de 3 mm
- Versalooop - embout de 3 mm
- Infantscoop - embout de 2 mm
- Flexloop - embout de 4 mm

### AVANTAGES

- La curette a une **forme courbée** afin de moins obstruer la vue pendant la procédure.
- La source de lumière et la loupe sont **réutilisables au moins 50 fois**.
- **Les curettes transparentes sont à usage unique.**
- Placer la curette sur la source de lumière **active l'éclairage**, la lumière s'éteint automatiquement lorsque la curette est retirée.

### ÉCLAIRAGE ET LOUPE

- **Lumière LED blanche brillante** jusqu'à l'extrémité des curettes.
- La loupe - avec pince de fixation - permet une **augmentation** de la visibilité réduisant considérablement le risque de dommages au conduit auditif.
- Grâce à l'éclairage intégré et à la loupe, il **n'est pas nécessaire d'utiliser un otoscope comme source de lumière externe**.
  - Cela vous permet d'avoir une main libre pour positionner la tête ou l'oreille de votre patient.

### CONFORT DES PATIENTS

- Les curettes auriculaires sécurisées sont fabriquées en **polypropylène lisse et flexible**.
- Elles sont **conçues pour se plier** lorsqu'elles rencontrent un obstacle, contrairement aux curettes en acier inoxydable rigides et inflexibles.
- **Confort des patients** : le risque de douleur ou de dommages au conduit auditif ou au tympan est nul.
- Les curettes à usage unique réduisent le risque de contamination croisée et éliminent les coûts de stérilisation.