

# MESI extension ECG



Art: 9125340 | Marque: MESI



## Informations sur le produit

Le module **MESI ECG** est le **premier ECG de repos à 12 dérivations entièrement numérique et sans fil** de la tablette Mesi mTABLET, rapide, portable et intuitif. Les données de l'ECG sont immédiatement visibles sur la tablette, tandis que l'algorithme d'interprétation Glasgow propose automatiquement une première analyse.

### Ce qui rend l'ECG mTABLET spécial

- **ECG au repos à 12 dérivations** avec enregistrement standard de 10 secondes ou enregistrement du rythme jusqu'à 5 minutes.
- **Interprétation automatique via l'algorithme de Glasgow** pour soutenir ton évaluation clinique.
- **Module sans fil** avec câble patient à code couleur et sa propre station de charge - toujours prêt à l'emploi.
- **Filtres avancés** (passe-bas, passe-haut, secteur, myogramme) pour un signal propre même chez un patient agité.
- **Partage en temps réel** des résultats avec un collègue ou un spécialiste pour un deuxième avis, depuis n'importe quel appareil.
- **affichage en direct de la mesure** sur la tablette, après quoi les données de l'ECG peuvent être enregistrées et interprétées immédiatement.
- toutes les mesures sont stockées dans le **logiciel MESI mRECORDS** de ta MESI mTABLET pour une analyse et une documentation ultérieures, ainsi que pour le partage des résultats avec des collègues, des spécialistes, des patients...

### Station de charge

- l'extension MESI ECG est livrée avec une station de charge (4 contacts) pour le module ECG afin qu'il soit toujours prêt à l'emploi.

- la station de charge est en même temps une tablette de rangement qui peut être fixée au mur ou sur le chariot MESI (art. 9124340).

**CONTENU:** module sans fil pour ECG - câble d'électrodes ECG - logiciel ECG avec interprétation des données selon le protocole Glasgow - station de charge pour le module sans fil (4 points de contact).

- + Portable
  - + Convivial à utiliser
  - + Un protocole précis
  - + Connexion facile avec le PC
- 
- Pas d'imprimante intégrée