
# Bionix Clearlook curettes courbées lumière Kit Varié RARTHELS

## (50 pcs)

Art: 9178315 | Marque: BIONIX



## Informations sur le produit

Les **curettes auriculaires BIONIX Clearlook avec éclairage et loupe** - la manière plus rapide, plus simple et plus efficace d'éliminer le cérumen.

Le kit Variété contient un assortiment des 5 différentes curettes auriculaires Clearlook:

- AngleLoop boucle de 4 mm
- Microloop boucle de 3 mm
- Versaloop embout de 3 mm
- Infantscoop embout de 2 mm
- Flexloop embout de 4 mm

#### **AVANTAGES**

- La curette a une forme courbée afin de moins obstruer la vue pendant la procédure.
- La source de lumière et la loupe sont réutilisables au moins 50 fois.
- Les curettes transparentes sont à usage unique.
- Placer la curette sur la source de lumière **active l'éclairage**, la lumière s'éteint automatiquement lorsque la curette est retirée.

### **ÉCLAIRAGE ET LOUPE**

- Lumière LED blanche brillante jusqu'à l'extrémité des curettes.
- La loupe avec pince de fixation permet une **augmentation** de la visibilité réduisant considérablement le risque de dommages au conduit auditif.
- Grâce à l'éclairage intégré et à la loupe, il n'est pas nécessaire d'utiliser un otoscope comme source de lumière externe.
  - Cela vous permet d'avoir une main libre pour positionner la tête ou l'oreille de votre patient.

### **CONFORT DES PATIENTS**

- Les curettes auriculaires sécurisées sont fabriquées en polypropylène lisse et flexible.
- Elles sont **conçues pour se plier** lorsqu'elles rencontrent un obstacle, contrairement aux curettes en acier inoxydable rigides et inflexibles.
- Confort des patients : le risque de douleur ou de dommages au conduit auditif ou au tympan est nul.
- Les curettes à usage unique réduisent le risque de contamination croisée et éliminent les coûts de stérilisation.