



Informations sur le produit

Controle oplossing voor lactaatmeting (Level 1 & Level 2)

Voor een betrouwbare lactaatmeting is regelmatige **kwaliteitscontrole** van het meettoestel en de teststrips belangrijk. Met deze controlevloeistoffen kunt u eenvoudig controleren of uw lactaatmeter correct functioneert en nauwkeurige meetresultaten geeft.

- De Control Solution Level 1 controleert het toestel binnen een lage lactaatrang van 1,0 – 1,6 mM.
- De Control Solution Level 2 is bedoeld voor controle binnen een hogere lactaatrang van 4,0 – 5,4 mM, passend bij waarden die voorkomen bij matige tot intensieve inspanning.

Beide controlevloeistoffen worden geleverd in een flacon van 4 ml en zijn bedoeld voor kwaliteitscontrole van lactaatmeetapparatuur. Regelmatig gebruik helpt de betrouwbaarheid van uw lactaatmetingen te garanderen.