




Informations sur le produit

Ce test est destiné aux enfants d'âge préscolaire ou en difficulté pour lesquels le test LogMAR n'est pas réalisable ou donne des résultats peu fiables.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Le livre peut être utilisé dans les deux sens, de sorte que pour chaque œil, les figures peuvent être montrées dans un ordre différent
- Comme pour le test LogMAR Crowded, un cadre est imprimé autour de chaque ligne. Cela garantit une interaction égale des contours pour chaque figure. Cette interaction n'interfère pas avec les yeux normaux, mais affecte la vision en cas d'amblyopie. Grâce à ces cadres et à la mise à disposition de figures en ligne, ce test est donc plus sensible pour détecter l'amblyopie

CONTENU

- Un script avec des figures encadrées
- Une carte de pointage plastifiée pour l'enfant avec 6 figures