

Freezpen applicator 2-6 mm - wit



Art: 511212 | Merk: [FREEZPEN](#)



Productinformatie

APPLICATOREN voor [Freezpen](#)

3 VERSCHILLENDE APPLICATOREN

- **blauw:** applicatie 1 > 3 mm / met een volle cartridge behandelt u gedurende 230 > 270 sec.
- **wit:** applicatie 2 > 6 mm / met een volle cartridge behandelt u gedurende 145 > 180 sec.
- **groen:** applicatie 4 > 8 mm / met een volle cartridge behandelt u gedurende 110 > 130 sec.