



Productinformatie

De Push med Aequi Flex biedt stabiliteit aan het enkelgewricht tijdens de functionele Behandeling van (sub)acute enkelletsels. Met het Flex-protect systeem, bestaande uit een mediale schaal en een mediolaterale verankeringsband, kan de patiënt veilig en comfortabel herstellen. De gesloten lus van schaal en band biedt tegelijkertijd inversiecontrole en compressie. De compressie kan worden aangepast aan de behoeften van de patiënt door de elastische banden strakker of losser te maken.

[Bekijk hier de uitgebreide presentatie](#)

INDICATIES

- Acuut lateraal enkelbandletsel
- Nabehandeling van conservatief of operatief behandelde enkelfracturen
- Matige tot ernstige instabiliteit
- Matige tot ernstige artrose
- Secundaire preventie van enkelbandletsel

- + Open instap, slank design.
- + Geeft een hoge mechanische steun aan de enkel.
- + Flexibele schaal geeft een evenwichtig verdeelde druk rond de enkel.
- + Bijzonder goed inzetbaar bij een acuut enkelletsel.
- + Goede pasvorm: de rigide steun bevindt zich aan de binnenzijde van de enkel en heeft een uitsparing aan de malleolus.
- + Past zich aan aan de zwelling van de enkel.
- + Eenvoudig aan te leggen.

- De brace moet in de schoen gedragen worden om de juiste steun te verkrijgen.